



CATÁLOGO LÍNEA INDUSTRIAL

thermo
scintífic

Distribuidor Autorizado



CENTRIFUGAS Y MICROCENTRIFUGAS

Las centrífugas, microcentrífugas y centrifugas de piso, separan sólidos y líquidos por fuerza centrífuga, utilizando para diversas aplicaciones de laboratorio. Disponibles en versiones electrónicas con varios rotores y accesorios, manejando desde pequeño hasta grandes volúmenes.



REFRIGERADORES Y CONGELADORES APILABLES BAJO MOSTRADOR

Los refrigeradores y congeladores apilables Thermo Scientific™ Serie TSE ofrecen almacenamiento seguro y control preciso de la temperatura. Su diseño compacto optimiza el espacio, mientras que los controles digitales, alarmas de seguridad, descongelación automática y refrigerantes ecológicos garantizan un funcionamiento confiable.



REFRIGERADORES Y ULTRA CONGELADORES

Refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, equipos criogénicos y contenedores aislados especializados y de uso general para almacenar o transportar muestras industriales, clínicas académicas y de investigación a temperaturas frías, congeladas o ultrabajas.



MEDIDORES DE PH

Orion Lab Star PH111: Mide pH/ORP con pantalla retroiluminada y registro de 500 datos.

Orion Star A211: Alta precisión, calibración de hasta 5 puntos y registros de 2000 datos.

Orion Versa Star Pro.

Pantalla a color, calibración de hasta 6 puntos y personalización de cuatro canales.



MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD

Orion Lab Star EC112: Mide conductividad, salinidad y TDS con pantalla retroiluminada, registro de 500 datos y fácil visualización.

Orion Star A212: Alta precisión, calibración de hasta 5 puntos, registro de 2000 datos.

Orion Versa Star Pro: Pantalla a color, flexible con módulos intercambiables, registro de 2000 datos y resultados rápidos en aplicaciones exigentes.



MEDIDORES DE OXIGENO DISUELTO

Orion Lab Star DO113: Medidor económico de oxígeno disuelto en % 0 ppm con pantalla retroiluminada y registro de 500 datos.

Orion Star A213: Alta precisión, calibración flexible, sondas polarográficas u ópticas, registro de 2000 datos.

Orion Versa Star Pro: Pantalla a color, módulos intercambiables, 2000 datos, para aplicaciones exigentes



Contactos

LA PAZ

Teléfono: (+591) 2-243271

📞 Móvil: (+591) 77280189

Av. Busch N° 1590 Edif. Laura Sofia casi esq. Av. Pasoskanky, zona Miraflores.

SANTA CRUZ

Teléfono: (+591) 3375200

📞 Móvil: (+591) 69279762

Av. Alemana entre 3° y 4° anillo, calle Macororó N° 4.

COCHABAMBA

Teléfono: (+591) 4331801

📞 Móvil: (+591) 62220269

Calle Oblitas N° 165 entre Av. Libertador y Av. G.Villaruel, Zona Queru Queru.

SUCRE

📞 Móvil: (+591) 62221293

Calle Luis Paz N° 152 Edificio Virgen de Copacabana, Amb. N° 7, Zona Parque Bolívar.

Servicio Técnico

Servicio técnico para los instrumentos de laboratorio: planes de asistencia, reparación en el lugar y revisión de conformidad del instrumento.

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Compensación inteligente SmartFlow para flujo descendente, un motor de CC energéticamente eficiente, interior de acero inoxidable y una pantalla gráfica con controles de usuario para facilitar su uso.



MANTO DE CALENTAMIENTO

Dispositivo compuesto por un elemento calefactor aislado que permite colocar la cristalería en contacto directo con el dispositivo durante el calentamiento sin riesgo de rotura.



SISTEMAS PURIFICADORES DE AGUA

Para todas las aplicaciones, desde pequeños sistemas que se adaptan al entorno del laboratorio hasta grandes sistemas centrales. Sistema acorde a las necesidades del cliente, ósmosis inversa, agua pura, agua ultrapura tipo 1, agua ultra pura tipo 2 con montaje flexible y mayor flexibilidad.



MUFLAS

Hornos compactos de diversas capacidades y rangos de temperatura diseñados para reducir de forma segura y eficiente los tiempos de calentamiento, recuperación y enfriamiento a alta temperatura para aplicaciones como incineración de muestras, investigación de materiales y tratamientos térmicos.



PLACAS CALEFACTORES Y AGITADORES

Agitadores digitales que Thermo Scientific Cimatec garantizan un control preciso de la agitación en diversos protocolos. Con tres tamaños de placas calefactores agitadoras, ofrecen versatilidad para aplicaciones de química a producción.



TITULADORES AUTOMÁTICOS

Tituladores automáticos de sobremesa diseñados para automatizar valoraciones de Karl Fischer, determinaciones de punto final ácido/base y punto de inflexión/equivalencia, identificación y cuantificación de analitos y otros procedimientos de valoración. Incluyen kits y accesorios.



ESTUFAS DE SECADO

Temporizador, uniformidad precisa de temperatura y bajo consumo eléctrico. Versátiles y seguros, ideales para investigación, clínicas o industrias, con tecnología de convección y valores excepcionales.



BAÑOS MARIA

Una variedad de modelos de baño maría con diferentes rangos de temperatura y capacidades de retención diseñados para mantener temperaturas específicas para diversas aplicaciones de laboratorio. Los productos también incluyen accesorios para baños y circuladores calentados, refrigerados y de inmersión.



PIPETEADOR AUTOMÁTICO

Con un pipeteo prolongado y sin fatiga con diseño ergonómico para comodidad máxima. Livianas e inalámbricas, cuentan con una batería recargable de iones de litio para operación duradera. Compatible con pipetas serológicas graduadas y volumétricas de vidrio y plástico.



MICROSCOPIOS PARA LABORATORIO

El excelente rendimiento óptico y la ergonomía de nuestros microscopios permite largas sesiones de observación. Para todas las aplicaciones en áreas, farmacéuticas, alimenticias, y microbiológicas.



MATERIAL DE LABORATORIO EN GENERAL

Vasos Precipitados, Probetas, Matraces Erlenmeyer, Matraces Aforados, Pipetas volumétricas y graduadas.
-Frascos goteros y de lavado (pisetas)
-Amplia gama de material de vidrio y de plástico para todas las aplicaciones de laboratorio.



MICROPIPETAS Y PUNTAS

Con precisión y durabilidad en entornos de laboratorio exigentes. Las micropipetas electrónicas ofrecen rendimiento mejorado y ergonomía, con interfaz programable adaptable, optimizando procedimientos. Ambas son ideales para trabajos estándar y con productos químicos agresivos bajo luz ultravioleta.



BALANZAS

Balanzas con soluciones precisas para tareas complejas como formulación, análisis estadístico, pureza y pruebas de conformidad. Fáciles de usar, ofrecen resultados confiables y cumplen con BPL (Buenas Prácticas de Laboratorios), con opciones de conectividad y seguimiento.



AUTOCLAVES AUTOMÁTICO Y SEMIAUTOMÁTICO

Esterilizadores de grado profesional que son perfectos para todas las aplicaciones médicas generales, dentales, veterinarias, laboratorios, etc. Capacidad de montaje en el piso, Esterilización completa y efectiva a precios accesibles.



MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS TM MEDIA

Los medios de cultivo deshidratados TM Media ofrecen formulaciones microbiológicas de alta calidad para el aislamiento, cultivo, identificación y recuento de microorganismos. Elaborados con materias primas de alta pureza, garantizan resultados confiables y cumplen estándares internacionales de calidad.



INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS DE AGUA

Espectrofotómetros, colorímetros y turbidímetros son sistemas ópticos esenciales para medir concentraciones de analitos y atributos en muestras acuosas. Estas herramientas, clave en laboratorios, respaldan los programas de calidad del agua.



ESTERILIZADOR DE ASAS

Esterilizador eléctrico se utiliza para esterilizar rápidamente el asa, la aguja y el tubo de cultivo mediante calentamiento eléctrico dentro de la cámara, especialmente en un espacio sin llama.



BOMBAS DE VACÍO Y SISTEMA DE FILTRACIÓN

Bombas libre de aceite y bajo mantenimiento, ideales para los trabajos de filtración en laboratorio.
-Sistema de filtración al vacío son adecuados para las necesidades de filtración de una gran cantidad de muestras, como la detección de sólidos suspendidos en agua y la detección microbiana.

