



IMPELAB S.R.L.
IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS



AutoLumo *A1860* & *S900*

Autobio
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Ventajas

- ✓ 180 pruebas por hora.
- ✓ Capacidad de 16 reactivos a bordo.
- ✓ Capacidad para 51 muestras por corrida.
- ✓ Carga continua de muestras y reactivos.
- ✓ Reactivos estables hasta 28 días.
- ✓ Detección automática de coágulos.
- ✓ Sistema de refrigeración independiente.

Beneficios

- ✓ Incremente la productividad.
- ✓ Reduzca tiempos de respuesta.
- ✓ Optimice sus costos.
- ✓ Maximice la precisión.
- ✓ Automatice su laboratorio.
- ✓ Mejore la rentabilidad.



Ventajas

- ✓ 180 pruebas por hora.
- ✓ Capacidad de 25 reactivos a bordo.
- ✓ Capacidad de carga de 60 muestras.
- ✓ Automatización inteligente.
- ✓ Detección automática de coágulos.
- ✓ Sistema de refrigeración independiente.

Beneficios

- ✓ Mayor productividad.
- ✓ Resultados oportunos.
- ✓ Precisión diagnóstica.
- ✓ Menor costo operativo.
- ✓ Flujo de trabajo continuo.
- ✓ Mayor rentabilidad.



A1860



LA PAZ

Av. Busch N° 1590 Edif. Laura
Sofia casi esq. Av. Pasoskanki,
Zona Miraflores.
Telf/Fax: (+591) 2243271
☎ 77280189 / 77506493

SANTA CRUZ

Av. Alemana entre 3° y 4°
anillo, Calle Macororó N° 4.
Tel/Fax: (+591) 3375200
☎ 77537126 / 77537198

COCHABAMBA

Calle Oblitas N° 165 entre
Av. Libertador y Av. G. Villarroel,
Zona Queru Queru.
Tel/Fax: (+591) 4331801
☎ 62220269 / 77280245

TAMBIÉN EN:

SUCRE

Calle Luis Paz N° 152
Edificio Virgen de Copacabana,
Amb. N° 7, Zona Parque Bolívar.
☎ 62221293 / 77280916

Soluciones de inmunoensayo

REACTIVOS

Micropartículas Clia

EBV	
VCA-IgA	NA-IgG*
EA-IgA	EA-IgG*
VCA-IgG*	NA-IgA*
VCA-IgM*	

Infectious Diseases	
Anti-HCV	HIV Ag/Ab Combo
HAV-IgM	Anti-TP
HEV-IgM	HP-IgG
HEV-IgG	HTLV-I/II*
Anti-HIV	Anti-HCV II *

HBV	
HBsAg	Anti-HBc
Anti-HBs	HBV/PreS1-Ag
HBeAg	Anti-HBc IgM
Anti-HBe	

TORCH	
Toxo IgM	CMV IgG
CMV IgM	Rubella IgG
Rubella IgM	HSV-1 IgG
HSV-1 IgM	HSV-2 IgG
HSV-2 IgM	B19 IgM
Toxo IgG	B19 IgG

Respiratory Disease	
M. pneumoniae IgM	Enterovirus 71 IgM
M.pneumoniae IgG	Coxsackie B IgM
C. pneumoniae IgM	Influenza A IgM
C. pneumoniae IgG	Influenza B IgM
RSV IgM	Adenovirus Ag*
Adenovirus IgM	RSV Ag*
L. pneumophila IgM	Influenza A Ag*

Tuberculosis	
TB-IGRA	

Thyroid	
T3	Anti-TPO
T4	TG
TSH	PTH
FT3	rT3
FT4	TRAb
Anti-TG	

Endocrine Hormone	
LH	DHEA-S
FSH	SHBG
PRL	17 α-OHP
Testosterone	AMH
E2	β -HCG
PRG	Free Testosterone*

Cytokine	
IFN-γ *	IL-4*
IFN-α *	IL-5*
IL-1 β *	IL-2R*
IL-2*	L-12P70*
IL-8*	L-17A*
IL-10*	

Hypertension	
Aldosterone	Angiotensin II
ACTH	MN*
Cortisol	NMN*
Renin	3-MT*

Anemia	
Folate	Ferritin
Vitamin B12	

Bone Metabolism	
Osteocalcin	PTH
Calcitonin	β -CTX
25-OH Vitamin D	PINP

Cardiac Markers	
MYO	BNP
cTnl	II-FABP
CK-MB	sST2*
NT-proBNP	hs-cTnl*
hs-cTnT	

Pre - Natal	
Free β -HCG	uE3
P-AFP	PAPP-A
β -HCG	Inhibin A*
Pre-natal software	

Diabetes	
Insulin	GADA
C-peptide	IA-2A
IAA	ICA

Growth Hormone	
IGF-1	IGFBP-3
HGH	

Fungi	
BDG*	CaAg*
GM*	Can-IgG*
Asp-IgG*	CrAg*

Menú de pruebas de AutoBio

Tumor Markers	
AFP	CA242
CEA	HE4
tPSA	ProGRP
CA50	PIVKA-II
fPSA	G-17
CA125	HER-2/neu
CA15-3	S100
CA19-9	Pepsinogen I
Ferritin	Pepsinogen II
NSE	CYFRA 21-1
SCCA	β 2-Microglobulin
CA72-4	

Inflammation Monitoring	
hs-CRP	D-Dimer
PCT	NGAL*
IL-6	

Thrombus	
TM*	PIC*
TAT*	t-PAIC*

Hepato Fibrosis	
PIIINP	CG
Col IV	GP73*
LN	CHI3L1*
HIA	

Allergy	
IgE	w22
d1	f23
d2	f24
e1	f27
e5	f88
h1	f3
m6	f13
w6	f14
w1	f1
l6	f4
t12	f10
m3	t2
t3	

Antiphospholipid Syndrome	
Anti- β 2-GP1	Anti-CL
Anti- β 2-GP1 IgA	Anti-CL IgA
Anti- β 2-GP1 IgG	Anti-CL IgG
Anti- β 2-GP1 IgM	Anti-CL IgM

Rheumatoid Arthritis	
Anti-CCP IgG	RF IgG
RF	RF IgA
RF IgM	

Vasculitis	
Anti-PR3 IgG	Anti-MPO IgG
Anti-GBM IgG	

Connective Tissue Disease	
ANA IgG	Anti-Jo-1 IgG
Anti-dsDNA IgG	Anti-nRNP/Sm IgG
Anti-SS-B IgG	Anti-U1 RNP IgG*
Anti-Sm IgG	Anti-NuA IgG*
Anti-rib P IgG	Anti-PM-Scl IgG*
Anti-SS-A/Ro IgG	Anti-Histone IgG*
Anti-Ro-52 IgG	Anti-PCNA IgG*
Anti-Scl-70 IgG	Anti-Centromere IgG*

Autoimmune Liver Disease	
Anti-gp210 IgG	AMA-M2 IgG
Anti-sp100 IgG	Anti-SLA/LP IgG*

Autoimmune Diabetes	
IAA	IA-2A
GADA	ICA

*Coming soon



Autolumo 1860 & S900