

RAPID TEST ANTÍGENOS FECALES Y RESPIRATORIOS



Resultados rápidos, lectura sencilla y fiable..



Línea de control - verde.....

Línea positiva - rojo

Nuestros tests tienen dos
líneas diferenciadas.

Posibilidad de añadir
controles positivos y
negativos.

cerTest

IMMUNODIAGNOSTIC
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



- Rotavirus
- Enterovirus
- Helicobacter Pylori (Antígeno)
- Giardia Lamblia
- Antígeno de Sars-Cov-2



- Calprotectina + Lactoferrina



- Influenza (Flu A + Flu B)



- Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus + Norovirus
- Clostridium Difficile Gdh + Toxina A + B
- Influenza A + B + Rsv + Adeno Respiratorio
- Prueba Rapida Combinada de Sars-Cov-2 + Flu A + Flu B + Rsv

VENTAJAS CERTEST

- Un solo dispositivo para múltiples determinaciones.
- Una sola muestra, una sola preparación.
- Detección de múltiples analitos en 10 minutos.
- Menor riesgo de errores en el procesamiento.
- Mayor eficiencia y productividad en el laboratorio.

MAYOR INFORMACIÓN:

LA PAZ
Av. Busch N° 1590 Edif. Laura
Sofia casi esq. Av. Pasoskanky,
zona Miraflores.
Telf/Fax: (+591) 2243271
☎ 77280189 / 77506493
Cochabamba
Calle Oblitas N° 165 entre
Av. Libertador y Av. G.Villarroel,
Zona Queru Queru.
Tel/Fax: (+591) 4331801
☎ 62220269 / 77280245


Santa Cruz
Av. Alemana entre 3° y 4°
anillo, calle Macororó N°
4. Tel/Fax: (+591)
☎ 775390126 / 77537198

Sucre
Calle Luis Paz N° 152
Edificio Virgen de Copaca-
bana, Amb. N° 7, Zona
Parque Bolivar.
☎ 62221293 / 77280916

TURBILATEX

INMUNOTURBIDIMETRÍA CUANTITATIVA

Precisión, automatización y flexibilidad para el laboratorio.



CALPROTECTINA TURBILATEX

Es un ensayo inmunológico no invasivo para la cuantificación de calprotectina en heces humanas, proporcionando resultados rápidos y confiables para apoyar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades inflamatorias intestinales.

Características:


- Sensibilidad: 96.8 %
- Especificidad: 91.94 %
- Cut - off value en dilución: 500 ng/ml
- Cut - off value en heces: 50 µg/g

FOB-TURBILATEX (Sangre Oculta)

Es un ensayo inmunológico no invasivo que detecta y cuantifica la hemoglobina humana en heces, contribuyendo al cribado del cáncer colorrectal mediante resultados rápidos, precisos y confiables.

Características:

- Sensibilidad: 87.5 %
- Especificidad: 97.9 %
- Cut - off value en dilución: 100 ng/ml
- Cut - off value en heces: 10 µg/g



TRANSFERRINA TURBILATEX

Es un ensayo inmunológico no invasivo que complementa la detección de sangre oculta en heces (FOBT). En combinación con Turbilatex®, ofrece una herramienta altamente sensible y específica para el cribado de neoplasias colorrectales.

Características:

- Sensibilidad: 94.7 %
- Especificidad: 100 %
- Cut - off value en dilución: 10 ng/ml
- Cut - off value en heces: 1 µg/g

ELASTASA PANCREÁTICA-TURBILATEX

Es un ensayo inmunológico no invasivo para el diagnóstico in vitro que permite evaluar la función pancreática y detectar una posible insuficiencia pancreática mediante resultados rápidos, precisos y confiables.

Características:

- Sensibilidad: 89.1 %
- Especificidad: 98.4 %
- Cut - off value en dilución: 2 µg/ml
- Cut - off value en heces: 200 µg/g



¿Por qué elegir Turbilatex®?

- ✓ Resultados cuantitativos confiables.
- ✓ Reactivos líquidos listos para usar.
- ✓ Resultados en solo 10 minutos.
- ✓ Calibración estable por 30 días.
- ✓ Reactivos estables hasta 3 meses en el analizador.
- ✓ Amplio rango de medición.
- ✓ Mayor eficiencia y menor manipulación.

KIT PARA

100
determinaciones



certest

IMMUNODIAGNOSTIC
Distribuidor Autorizado

 www.implelab.com  Implelab